

TOUCH BURNER

APT.3

新機能搭載で  
ますます使いやすく！



連続燃焼機構付きで作業性UP

APT-3専用ガスボンベ

標準小売価格 ¥1,000 (税抜き)  
内容量 : 220g

- ガス配管を必要としないホースレスタイプ
- 独自のマルチスパークシステムで確実着火
- コンパクトで安全な設計
- ワックスの詰まりにくい燃焼筒形状採用
- ガス残量が目で確認できる
- 火力調節機構で様々な作業に使えます
- 高純度の専用ガスボンベを開発

#### 仕様

- 外形寸法 : 幅59mm × 長さ141mm × 高さ67mm
- 重量 : 約250g
- 電源 : 単3乾電池1本(DC1.5V)
- 標準小売価格 : ¥27,000 (税抜き)
- 一般医療機器
- 一般的名称 : 歯科用バーナ
- 販売名 : アプト・スリー(APT-3)
- 届出番号 : 09B3X10010000001
- 許可番号 : 09B3X10010

ご使用に際しては、必ず製品添付  
の取扱説明書をお読み下さい。

※製品のデザイン・色・仕様・価格は予告無く変更される場合がございます。印刷の都合上実際の商品と色が異なる場合がございます。



株式会社 **フェニックスデント**

〒327-0024 栃木県佐野市亀井町2649-3  
TEL 0283-25-8755 FAX 0283-25-8756  
<https://www.phoenix-dent.co.jp/>